



ROCOOL 600
No. 100000569

Stand: 01/17

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
-	Vakuumsonde für ROCOOL 600	100000541	1
-	Temperaturklemme für ROCOOL 600	100000540	1
-	Red Box für ROCOOL 600	100000539	1
1	Verbindungskabel Rocool - RedBox	1500001350	1
2	Hakenaustauschkit f. ROCOOL 600	100000580	1
3	USB Anschluss rechts ROCOOL 600	1300001072	1
4	Manometer Anschluss rechts ROCOOL 600	1300001073	1
5	Batterie Kabel ROCOOL	1500001134	1
6	Manometer Anschluss links Temp. ROCOOL 600	1300001071	1
7	Manometer Anschluss links Vakuum ROCOOL 600	1300001070	1
8	Handrad des Ventils	R17053700	1
9	Aufkleber Blau ROCOOL 600	R17053816	1
10	Aufkleber rot ROCOOL 600 Hochdruck	R17053916	1
11	Ventil Reparatursatz ROCOOL 600	1500002612	1

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales